

Tristel Trio

Sistema de toallitas para
Desinfección de Alto Nivel
en 2 minutos

- Acción esporicida en 30 segundos.
- Sin diluciones ni cubetas.



Eurotrade ^{World} ✓
Commerce, S.L.

Tristel Trio: esporicida en 30 segundos

Aplicaciones

- Nasoendoscopios.
- Fibroscopios rígidos y flexibles.
- Sondas transesofágicas.
- Sondas de ultrasonidos.
- Otros.

Eficacia en 30 segundos

- Bacterias (EN13727, EN14561)
- Hongos (EN14562, EN13624)
- Virus (EN14476)
- Micobacterias (EN14563, EN14348)
- Esporas (EN14347)

Presentaciones

- Pack 50 (x3) toallitas + activador.

Simplifica
y acelera la
desinfección

El sistema de Toallitas Tristel Trio proporciona un ciclo de descontaminación completo, incluyendo **trazabilidad**, en cuestión de minutos. Es la manera más rápida, segura y eficaz de desinfectar el instrumental médico sin lumen y sensible al calor. Está basado en **Dióxido de Cloro**.

Recomendado en situaciones de **alta rotación del material** sin canales internos, cuando el instrumental no puede ser sumergido, o cuando las lavadoras-desinfectadoras de endoscopios, pilas, cubetas o fuentes de agua no se encuentran disponibles.

Tristel Trio incluye tres tipos de toallitas:

- **Toallitas para la limpieza:** impregnadas con un detergente trienzimático, eliminan todo tipo de residuos y materia orgánica.
- **Toallitas para la desinfección de Alto Nivel y espuma activadora,** generadoras de Dióxido de Cloro: eliminan las bacterias, los virus, los hongos y las esporas de la superficie del dispositivo médico en tan solo 30 segundos.
- **Toallitas para el aclarado:** son estériles, con agua desionizada y antioxidantes.

El sistema de toallitas Tristel Trio, está disponible con un sistema de trazabilidad manual (libro de trazabilidad).



CE Clase IIb.

CE 0086

Eurotrade ^{World} ✓
Commerce, S.L.